

Link do produktu: <https://butterflyhurt.pl/viruton-extra-1l-koncentrat-do-mycia-i-dezynfekcji-narzedzi-medycznych-i-chirurgicznych-p-347.html>



## Viruton Extra 1L – Koncentrat do Mycia i Dezynfekcji Narzędzi Medycznych i Chirurgicznych

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>85,99 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>79,62 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>00276</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907626633382</b> |
| Producent        | <b>Medisept</b>      |

### Opis produktu

## Viruton Extra 1L – Koncentrat do Mycia i Dezynfekcji Narzędzi Medycznych i Chirurgicznych

**Viruton Extra** to profesjonalny koncentrat do skutecznego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych oraz kosmetycznych. Preparat posiada szerokie spektrum działania – zwalcza bakterie (w tym MRSA), wirusy (HBV, HCV, HIV), grzyby oraz prątki gruźlicy. Usuwa trudne zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białko czy tłuszcz, bez uszkodzania powierzchni narzędzi.

Preparat nie zawiera aldehydów ani fenoli, co sprawia, że jest bezpieczny dla użytkownika i nie powoduje przebarwień ani korozji narzędzi. Rekomendowany do codziennego stosowania w placówkach medycznych, salonach kosmetycznych, studiach tatuażu oraz w laboratoriach.

### ☐ Najważniejsze zalety:

- Skuteczność wobec bakterii, wirusów, grzybów i prątków
- Doskonałe właściwości myjące – usuwa krew, tłuszcz i białka
- Działa już od 5 minut w zależności od stężenia
- Bez aldehydów i fenoli – bezpieczny dla materiałów i skóry
- Nie powoduje przebarwień ani uszkodzeń narzędzi
- Stabilność roztworu roboczego do 14 dni

### ☐ Zastosowanie:

- Narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne
- Końcówki stomatologiczne
- Narzędzia kosmetyczne, podologiczne, fryzjerskie
- Akcesoria laboratoryjne i weterynaryjne

---

## ▣ Dane techniczne:

- **Pojemność:** 1 litr
- **Forma:** koncentrat
- **Zalecane stężenie robocze:** 0,5–2%
- **Czas działania:** od 5 do 15 minut
- **Spektrum działania:** bakterie (w tym MRSA), wirusy (HBV, HCV, HIV), grzyby, prątki gruźlicy
- **pH roztworu roboczego:** 7,5 ±1

## Sposób użycia

Przygotować roztwór użytkowy poprzez rozcieńczenie koncentratu **Viruton Extra** z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum działania i wymaganego czasu kontaktu.

### Przykładowe rozcieńczenie:

- **0,5% roztwór** – 5 ml koncentratu na 995 ml wody

### Instrukcja stosowania:

1. Instrumenty należy zanurzyć w przygotowanym roztworze bezpośrednio po użyciu.
2. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie oraz wewnętrzne kanały i otwory są całkowicie wypełnione płynem.
3. Po zakończonej dezynfekcji instrumenty dokładnie wypłukać wodą i osuszyć.

### Dodatkowe informacje:

- Aktywność nieskażonego roztworu roboczego utrzymuje się przez **14 dni**.
- **Zalecana codzienna wymiana roztworu** ze względów higienicznych.
- Nie mieszać z innymi środkami dezynfekującymi ani myjącymi.
- Produkt przeznaczony **wyłącznie do zastosowania profesjonalnego**.
- Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą i kartą charakterystyki.