

Link do produktu: <https://butterflyhurt.pl/viruton-extra-koncentrat-do-mycia-i-dezynfekcji-narzedzi-chirurgicznych-1l-p-347.html>



Viruton® Extra - Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych 1L

Cena brutto	84,99 zł
Cena netto	78,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00276
Kod EAN	5907626633382
Producent	Medisept

Opis produktu

Viruton® Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym - proteazę, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. Posiada pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed oraz producenta endoskopów Vimex.

Cechy produktu:

- Stężenie już od 0,5% w 15 min
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, (m.in. Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2), Adeno, Polio
- Enzym proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
- Do myjek ultradźwiękowych
- 1 l koncentratu = 200 l r. roboczego

- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- Zalecany do endoskopów – opinia Vimex
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową – opinia producenta narzędzi Chirmed
- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania
- Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne
- Ekonomiczny w użyciu
- Szybkość i wygoda w sporządzaniu roztworu

Sposób użycia: Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór

stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: substancja czynna w 100 g produktu:

11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)

etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorek didecyldimetyloamonu (CAS: 7173-51-5)

Opakowanie:

butelka 1 l z dozownikiem

Dezynfekcja MEDISEPT jest SKUTECZNA wobec KORONAWIRUSA

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

* warunki czyste

tagi: velox, velodes, medisept, viruton