

Link do produktu: <https://butterflyhurt.pl/bielenda-professional-is-barrier-skin-therapy-lipoaktywne-serum-naprawczo-lagodzace-do-twarzy-i-pod-oczy-z-kompleksem-multi-ceramidowym-i-laktof-p-746.html>



Bielenda Professional - IS BARRIER SKIN THERAPY Lipoaktywne serum naprawczo - łagodzące do twarzy i pod oczy z Kompleksem Multi - Ceramidowym i Laktof

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902169054168
Producent	Bielenda Group S.A.

Opis produktu

Ratunek dla skóry uwrażliwionej i z uszkodzoną barierą ochronną

Twoja skóra jest ekstremalnie przesuszona, podrażniona lub reaguje zaczerwienieniem na każdy kosmetyk? **Bielenda Professional Barrier Skin Therapy Lipoaktywne Serum Naprawczo-Łagodzące** to wyjątkowy dermokosmetyk o udowodnionym, silnym działaniu regenerującym. Stworzony z myślą o przywróceniu komfortu cerze nadreaktywnej, uszkodzonej przez agresywne kuracje (np. przeciwtrądzikowe), a także po intensywnych zabiegach medycyny estetycznej.

Dzięki formule *skin-like* (bazującej na składnikach naturalnie występujących w strukturach skóry), serum błyskawicznie wtapia się w naskórek, działając jak kojący kompres. Co ważne, jest to **kosmetyk onko-przyjazny**, niezależnie przebadany na pacjentach onkologicznych, co świadczy o jego najwyższym profilu bezpieczeństwa.

Kluczowe składniki i ich działanie:

- **Kompleks Multi-Ceramidowy:** Składniki cementu międzykomórkowego, które perfekcyjnie uszczelniają naskórek, zapobiegając nadmiernej utracie wody (TEWL). Wzmacniają barierę ochronną, chroniąc przed czynnikami z zewnątrz i ekstremalnym przesuszeniem.
- **Laktoferyna:** Wykazuje potężne działanie immunomodulujące, łagodzące i wyciszające. Przyspiesza procesy gojenia, wspiera równowagę mikrobiomu skóry i redukuje stany zapalne.
- **Peptydy biomimetyczne:** Aktywnie stymulują procesy naprawcze w skórze, działają przeciwzmarszczkowo, zwiększają jędrność i elastyczność cery.

Główne zalety i korzyści:

- **Wielowymiarowa regeneracja:** Pomaga w odbudowie uszkodzonej bariery hydrolipidowej i przywraca skórze komfort, likwidując uczucie pieczenia i ściągnięcia.
- **Ultra-delikatność:** Bezpieczne do stosowania nie tylko na twarzy, ale również na wyjątkowo cienkiej i wrażliwej **skórze wokół oczu**.

- **Szerokie zastosowanie wspierające:** Idealne przy atopowym zapaleniu skóry (AZS), trądziku różowatym, w trakcie kuracji retinoidami i po inwazyjnych zabiegach dermoestetycznych.
- **Głębokie nawilżenie i anti-aging:** Redukuje widoczność oznak starzenia, zapewniając dojrzałej, osłabionej skórze zdrowy blask.

Przeznaczenie

Każdy rodzaj skóry, ze szczególnym uwzględnieniem cery: bardzo suchej, odwodnionej, nadreaktywnej, dysfunkcyjnej, dojrzałej oraz łuszczącej się i skłonnej do atopii.

Sposób użycia

Nałóż niewielką ilość serum na oczyszczoną skórę twarzy oraz w okolice oczu, a następnie delikatnie wmasuj do wchłonięcia. Dla uzyskania optymalnych i najszybszych efektów regeneracji, stosuj preparat w połączeniu z **Lipoaktywnym Kremem Barierowym** z linii Barrier Skin Therapy.

Parametry produktu:

- **Pojemność:** 30 ml
- **Linia:** Barrier Skin Therapy
- **Producent:** Bielenda Professional

Bezpieczeństwo

Oto sekcja z informacjami o bezpieczeństwie i środkach ostrożności, opracowana specjalnie dla **Lipoaktywnego Serum Naprawczo-Łagodzącego z linii Barrier Skin Therapy**. Możesz ją umieścić na karcie produktu.

⚠ Bezpieczeństwo i Środki Ostrożności

Wysoki profil bezpieczeństwa (Dermokosmetyk):

- **Formuła onko-przyjazna:** Produkt przeszedł niezależne badania na grupie pacjentów onkologicznych. Posiada niezwykle wysoką tolerancję, co czyni go bezpiecznym wyborem nawet dla skóry ekstremalnie uwrażliwionej, cienkiej i przesuszzonej w wyniku leczenia.
- **Bezpieczeństwo w okolicach oczu:** W przeciwieństwie do wielu silnych serów aktywnych, ten preparat został sformułowany tak, aby bezpiecznie regenerować cieką i delikatną skórę wokół oczu.

Podstawowe zasady stosowania:

- **Tylko do użyciu zewnętrznego:** Aplikuj wyłącznie na powierzchnię naskórka. Unikaj wprowadzania preparatu bezpośrednio do worka spojówkowego. W razie kontaktu z oczami przemyj je wodą.
- **Aplikacja po zabiegach:** W przypadku stosowania bezpośrednio po wysoce inwazyjnych zabiegach z przerwaniem ciągłości naskórka (np. głębokie mikronakłuwanie, lasery ablacyjne), nakładaj serum zgodnie z protokołem pozabiegowym i zaleceniami specjalisty.
- **Reakcje osobnicze:** Mimo bardzo łagodnej formuły, w przypadku wystąpienia nietypowej reakcji alergicznej (silny świąd, obrzęk), natychmiast zmyj produkt wodą i skonsultuj się z kosmetologiem lub lekarzem.
- **Higiena:** Ze względu na lipidową i bogatą formułę pipetę dozującą należy trzymać z dala od bezpośredniego kontaktu ze skórą twarzy, aby nie wprowadzić zanieczyszczeń do wnętrza buteleczki.

Przechowywanie:

- Przechowuj w zacienionym, chłodnym miejscu w temperaturze pokojowej (najlepiej 15-25°C).
- Chroń produkt przed bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie słoneczne, aby zachować pełną stabilność i aktywność składników (w tym delikatnej laktoferyny i ceramidów).

-
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.